

# TRANSAC Ceinture de maintien



Installées sur le patient ou l'aidant, les ceintures TRANSAC se déclinent en 4 tailles pour aider le transfert. Elles s'installent et s'utilisent facilement pour soulever le patient avec un maximum de confort et un minimum d'effort. (un code couleur par taille)

Matériaux : Ceinture : polyester, mousse de polyuréthane, Sangle : polyester, Boucle : nylon. Lavable à 60°C.

- > Accroches réparties en périphérie pour une prise efficace quelque soit la morphologie du patient
- > Boucle de fermeture de sécurité
- > 5 tailles disponibles



Usage patient ou aidant



Video de présentation

## DIMENSIONS

Ceinture de transfert Transac	Nombre de prises verticales	Nombre de prises horizontales	Dimensions	Poids
Taille S	4	3	105 cm	0.26 kg
Taille M	5	4	120 cm	0.30 kg
Taille L	6	5	135 cm	0.34 kg
Taille XL	7	6	150 cm	0.38 kg

## EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
430910	Ceinture de transfert Transac - Taille S	3401060299590	Néant
430911	Ceinture de transfert Transac - Taille M	3401060299729	
430912	Ceinture de transfert Transac - Taille L	3401060299767	
430913	Ceinture de transfert Transac - Taille XL	3401060299774	